




MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG

KENZA 240TX



www.biolabo.fr



KENZA 240 TX / ISE



Nhỏ gọn và mạnh mẽ

Và nó là của bạn

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động KENZA 240 TX/ISE



- Công suất lên tới 240 test/giờ
- Tùy chọn module ISE: Na, K, Cl, Li (+480 test/giờ)
- Truy cập ngẫu nhiên
- 60 vị trí hóa chất độc lập
- Vị trí cho mẫu bệnh phẩm, QC và chuẩn lên tới 50 vị trí
- Hệ thống rửa tự động
- Chức năng chạy xét nghiệm cấp cứu
- Có thể sử dụng trực tiếp ống lấy máu để xét nghiệm

Tính linh hoạt cao

- Nạp liên tục (mẫu, hóa chất,...)
- Ra kết quả đầu tiên chỉ sau 2 phút
- Lập tức chạy mẫu cấp cứu
- Mở nắp bất kỳ lúc nào, Dừng hoạt động ngay khi mở nắp
- Tiêu thụ lượng nước thấp
- Hoạt động liên tục
- Luôn luôn sẵn sàng làm việc

KENZA 240TX

BIOLABO
Diagnostics 

Hóa chất

- Khay hóa chất: 30 đến 60 vị trí độc lập
- Sử dụng kích thước bình hóa chất: lớn, nhỏ, trung bình
- Khay chuyên dụng đựng cốc hóa chất với thể tích chết nhỏ nhất
- Hệ thống làm lạnh liên tục
- Cảm biến mức hóa chất

Mẫu

- Khay mẫu: 50 vị trí (40 vị trí cho ống lấy máu hoặc cốc mẫu + 10 vị trí cho hóa chất chuẩn và QC)
- Hút mẫu và hóa chất chính xác với ống hút Hamilton
- Có thể xét nghiệm 200 bệnh nhân mỗi ngày
- Lưu trữ kết quả không giới hạn
- Cảm biến mức mẫu bệnh phẩm
- Rửa kim hút mẫu liên tục
- Đầu đọc barcode bên trong (tùy chọn)

Phần mềm

- Tối ưu hóa cho điều khiển bằng cảm ứng (không bao gồm)
- Hệ thống mở
- Chức năng chạy cấp cứu
- Liên tục thêm bệnh nhân
- Phương pháp: End point, Kinetic, Fixed time, Differential, Sample blank, Multistandard, Bochrometism, Immunoturbidimetry
- Quản lý QC: Levey-Jennings + Westgard và đồ thị
- 4 mức quản lý hóa chất không tương thích
- Tự động tính toán
- Thống kê số liệu hàng ngày
- Tương thích phần mềm LIS
- Điều khiển từ xa

Hệ thống quang

- Trang bị đèn Halogen tuổi thọ cao
- 9 kính lọc: 340-380-405-450-505-546-570-620-700 nm
- 9 bước sóng được chiếu đồng thời qua đường quang
- Đường quang: 0,6 cm
- 50 cuvette đọc tuổi thọ cao
- Hệ thống tự động rửa khay cuvette
- Lượng nước tiêu thụ thấp < 2 Lít/giờ khi sử dụng công suất tối đa
- Số ghi 250 với mỗi 15 giây
- Công nghệ dây dẫn quang





Tính năng kỹ thuật

- Kích thước thực: 78 x 64 x 54 cm, khối lượng tịnh: 50 Kg
- Kích thước tổng: 94 x 79 x 80 cm, tổng khối lượng: 80 Kg

Dịch vụ kỹ thuật

- Các chuyên gia sẽ trả lời các câu hỏi của bạn
Hãy liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết
- Để dễ hiểu hơn hãy xem các video hướng dẫn của chúng tôi



Les Hautes Rives
02160 MAIZY
France

Tél. + 33 (0)323 251 550
Fax + 33 (0)323 256 256

KENZA 240TX

BIOLABO
Diagnostics 



sales@biolabo.fr



support@biolabo.fr

Distributor:

version: 22 / 01 / 2019



www.biolabo.fr